

Nur für Forschungszwecke

GALNT3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16716-1-AP

5 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16716-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 750 µg/ml von
Nanodrop und 400 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG10140

GenBank-Zugangsnummer:

BC056246

GeneID (NCBI):

2591

Vollständiger Name:

UDP-N-acetyl-alpha-D-
galactosamine:polypeptide N-
acetylgalactosaminyltransferase 3
(GalNAc-T3)

Berechnete Masse:

633aa, 73 kDa; 192aa, 22 kDa

Beobachtete Masse:

70-75 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus, Ratte

**Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-
Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise
kann die Antigendemaskierung auch mit
Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.**

Positivkontrollen:

WB: PC-3-Zellen, DU 145-Zellen, HeLa-Zellen,
Maushodengewebe, Mauslebergewebe, Transfizierte
HEK-293-Zellen

IHC: Mausnierengewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Toshimi Michigami	35577326	Bone	IHC
Yanshao Liu	29805509	Exp Ther Med	WB
Yue Li	35852407	Cell Cycle	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse kidney tissue slide using 16716-1-AP (GALNT3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



PC-3 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16716-1-AP (GALNT3 Antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.