

Nur für Forschungszwecke

MED30 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16787-1-AP

Vorgestelltes Produkt

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16787-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 240 µg/ml von
Nanodrop und 133 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG10221

GenBank-Zugangsnummer:
BC008226

GeneID (NCBI):
90390

Vollständiger Name:
mediator complex subunit 30

Berechnete Masse:
178 aa, 20 kDa

Beobachtete Masse:
20-25 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: humanes Herzgewebe,

IP: Mausherzgewebe,

Hintergrundinformationen

MED30, also named as THRAP6 and TRAP25, is a component of the Mediator complex. MED30 has two isoforms with MW 16-20 kDa ad 20-25 kDa.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yuki Jimbayashi Kutsuna	36436353	J Autoimmun	IHC
Yong Joo Lee	26110885	PLoS One	WB, IHC
Isabella Syring	29661722	Ann Diagn Pathol	WB, IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



human heart tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16787-1-AP (MED30 antibody) at dilution of 1:200 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-MED30 (IP:16787-1-AP, 4ug; Detection:16787-1-AP 1:500) with mouse heart tissue lysate 4000ug.