

Nur für Forschungszwecke

TCL1B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 16793-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

16793-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG10264

GenBank-Zugangsnummer:

BC041616

GeneID (NCBI):

9623

Vollständiger Name:

T-cell leukemia/lymphoma 1B

Berechnete Masse:

128 aa, 15 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

TCL1b is mainly restricted to the lymphoid cell lineage and to the early stages of embryogenesis where it co-activates PKB, possibly to promote a growth advantage during development through PKB-stimulated cell survival.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

