

Nur für Forschungszwecke

# M6PR Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16795-1-AP

2 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
16795-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 67 µg/ml durch  
die Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG10267

GenBank-Zugangsnummer:

BC024206

GeneID (NCBI):

4074

Vollständiger Name:

mannose-6-phosphate receptor  
(cation dependent)

Berechnete Masse:

277 aa, 31 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Anup Parchure	36173346	J Cell Biol	IF
Jian Wei	28658628	Cell Rep	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

