

Nur für Forschungszwecke

HIP1R Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16814-1-AP

Vorgestelltes Produkt

8 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16814-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 900 µg/ml von
Nanodrop und 400 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG10353

GenBank-Zugangsnummer:
BC067085

GeneID (NCBI):
9026

Vollständiger Name:
huntingtin interacting protein 1
related

Berechnete Masse:
615 aa, 70 kDa, 120 kDa

Beobachtete Masse:
120 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:1000-1:4000

IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:2000

für WB

IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC, IP, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: Maushirngewebe, HeLa-Zellen, humanes Lebergewebe, Mausherzgewebe, Mauslungengewebe, Mausnierengewebe

IP: Maushirngewebe,

IHC: humanes Plazenta-Gewebe,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Riyad N H Seervai	33008892	Sci Adv	WB
Huanbin Wang	30397328	Nat Chem Biol	WB,IP,IF
Han Yao	34458782	RSC Chem Biol	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16814-1-AP (HIP1R antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human placenta using 16814-1-AP (HIP1R antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16814-1-AP (HIP1R Antibody) at dilution of 1:2000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-HIP1R (IP:16814-1-AP, 4ug;
Detection:16814-1-AP 1:1000) with mouse brain
tissue lysate 4000ug.