

Nur für Forschungszwecke

SGOL1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16977-1-AP

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
16977-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 240 µg/ml von
Nanodrop und 133 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG9700

GenBank-Zugangsnummer:
BC017867

GeneID (NCBI):
151648

Vollständiger Name:
shugoshin-like 1 (S. pombe)

Berechnete Masse:
561aa,64 kDa; 292aa,34 kDa

Beobachtete Masse:
64 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB,ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, Mausherzgewebe, NIH/3T3-Zellen,
PC-3-Zellen, Rattenherzgewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiaobin Fei	36439418	Front Oncol	WB
Yixiao Yuan	35592680	Front Oncol	IHC
Chinthalapally V Rao	25773652	Mol Carcinog	IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16977-1-AP (SGOL1 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.