

Nur für Forschungszwecke

HSDL1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:16988-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 16988-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC018084	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop und 333 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 83693	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:5000 IHC 1:250-1:1000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: hydroxysteroid dehydrogenase like 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 330 aa, 37 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10588	Beobachtete Masse: 37-40 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IHC, WB,ELISA	Positivkontrollen: WB : HEK-293-Zellen, fetales humanes Hirngewebe
In Publikationen genannte Anwendungen: WB	IHC : humanes Mammakarzinomgewebe, humanes Lungengewebe, humanes Nierengewebe
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.	

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Odetta Antico	34767452	Sci Adv	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



HEK-293 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 16988-1-AP (HSDL1 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 16988-1-AP (HSDL1 antibody) at dilution of 1:500 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using 16988-1-AP (HSDL1 antibody) at dilution of 1:500 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).