

Nur für Forschungszwecke

ACTR3B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17022-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17022-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 500 µg/ml von
Nanodrop und 267 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG10218

GenBank-Zugangsnummer:
BC008682

GeneID (NCBI):
57180

Vollständiger Name:
ARP3 actin-related protein 3 homolog
B (yeast)

Berechnete Masse:
418 aa, 48 kDa

Beobachtete Masse:
48 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung
Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:3000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB, ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB : A431-Zellen, HepG2-Zellen, K-562-Zellen,
Maushirngewebe, Maus-Pankreasgewebe,
Rattenhirngewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17022-1-AP (ACTR3B antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.