

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

17031-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 260 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG10491

GenBank-Zugangsnummer:

BC001278

GeneID (NCBI):

11098

Vollständiger Name:

protease, serine, 23

Berechnete Masse:

383 aa, 43 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

PRSS23(Serine protease 23) is also named as ZSIG13(Putative secreted protein Zsig13) and belongs to the peptidase S1 family. Enhanced PRSS23 expression is observed in various types of cancers, including breast, prostate, Papillary thyroid, and pancreatic cancers, and the expression of the PRSS23 has been linked with tumor progression in human(PMID:22291950).

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

