

Nur für Forschungszwecke

SOHLH2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17057-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17057-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 140 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG10768

GenBank-Zugangsnummer:
BC025383

GeneID (NCBI):
54937

Vollständiger Name:
spermatogenesis and oogenesis
specific basic helix-loop-helix 2

Berechnete Masse:
225 aa, 25 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

SOHLH2, also named as TEB1, is a germ cell-specific bHLH transcription factor which may be involved in spermatogenesis and oogenesis. SOHLH2 has three isoforms with MW 25; 47 and 56 kDa.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

