

Nur für Forschungszwecke

PMFBP1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17061-1-AP

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17061-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 400 µg/ml von
Nanodrop und 220 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG10789

GenBank-Zugangsnummer:
BC028423

GeneID (NCBI):
83449

Vollständiger Name:
polyamine modulated factor 1
binding protein 1

Berechnete Masse:
1022 aa, 119 kDa

Beobachtete Masse:
119 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:2000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Maushodengewebe, HepG2-Zellen, MCF-7-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yan-Wei Sha	30298696	Clin Genet	IF
Leslie A Sandusky-Beltran	31253191	Alzheimers Res Ther	WB
Hua Nie	35860846	Mol Genet Genomic Med	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17061-1-AP (PMFBP1 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.