

Nur für Forschungszwecke

AUH Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17079-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17079-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 260 µg/ml von 549 Nanodrop und 187 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:
AG11265

GenBank-Zugangsnummer:
BC020722

GeneID (NCBI):

549
Vollständiger Name:
AU RNA binding protein/enoyl-Coenzyme A hydratase

Berechnete Masse:

310 aa, 33 kDa

Beobachtete Masse:

32 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:3000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:200-1:1000 für WB
IHC 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, IP, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB: humanes Hirngewebe,

IP: HeLa-Zellen,

IHC: humanes Hirngewebe,

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17079-1-AP (AUH antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 17079-1-AP (AUH antibody) at dilution of 1:100 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human brain using 17079-1-AP (AUH antibody) at dilution of 1:100 (under 40x lens).



IP result of anti-AUH (IP:17079-1-AP, 4ug;
Detection:17079-1-AP 1:300) with HeLa cells lysate 2800 ug.