

Nur für Forschungszwecke

TMEM5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17095-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17095-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 500 µg/ml von
Nanodrop und 267 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG10562

GenBank-Zugangsnummer:
BC013152

GeneID (NCBI):
10329

Vollständiger Name:
transmembrane protein 5

Berechnete Masse:
443 aa, 51 kDa

Beobachtete Masse:
45-51 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:500-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB: Maushirngewebe, Maus-Eierstockgewebe,
Rattenhirngewebe

Hintergrundinformationen

Transmembrane protein 5 (TMEM5) is associated with gonadal dysgenesis and neural tube defects.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17095-1-AP (TMEM5 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.