

Nur für Forschungszwecke

TCEA3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17158-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17158-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 300 µg/ml von
Nanodrop und 207 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG10404

GenBank-Zugangsnummer:
BC041613

GeneID (NCBI):
6920

Vollständiger Name:
transcription elongation factor A (SII),
3

Berechnete Masse:
348 aa, 39 kDa

Beobachtete Masse:
39 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:2000-1:10000
IP 0.5-4.0 µg für IP und 1:500-1:1000
für WB
IF 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, IP, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB: HeLa-Zellen, HepG2-Zellen

IP: HeLa-Zellen,

IF: HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser

Pubmed ID

Journal

Anwendung

Jia Li

26498664

Med Sci Monit

WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17158-1-AP (TCEA3 antibody) at dilution of 1:5000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



IP Result of anti-TCEA3 (IP:17158-1-AP, 4ug; Detection:17158-1-AP 1:500) with HeLa cells lysate 520ug.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed HeLa cells using 17158-1-AP (TCEA3 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).