

# MRPS33 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17162-1-AP

## Allgemeine Informationen

**Katalog-Nr.:**

17162-1-AP

**Größe:**

150ul, Konzentration: 113 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

**Wirt:**

Kaninchen

**Isotyp:**

IgG

**Immunogen Katalognummer:**

AG10566

**GenBank-Zugangsnummer:**

BC015462

**GeneID (NCBI):**

51650

**Vollständiger Name:**

mitochondrial ribosomal protein S33

**Berechnete Masse:**

106 aa, 13 kDa

**Reinigungsmethode:**

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**

ELISA

**Getestete Reaktivität:**

Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

**\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

