

Nur für Forschungszwecke

DNAJB3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17177-1-AP

Vorgestelltes Produkt

6 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 17177-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC024013	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 850 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 414061	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:2000-1:10000 IHC 1:50-1:500
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 3	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 145 aa, 17 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10878	Beobachtete Masse: 28-30 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human, Maus

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

WB : Maushodengewebe, Rattenhodengewebe

IHC : Maushodengewebe, humanes Eierstockgewebe, humanes Nierengewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Mohamed Abu-Farha	26400768	Sci Rep	WB
Abdoulaye Diane	33235302	Sci Rep	WB
Abdelilah Arredouani	30886231	Sci Rep	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten




mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17177-1-AP (DNAJB3 antibody) at dilution of 1:8000 incubated at room temperature for 1.5 hours.




Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17177-1-AP (DNAJB3 antibody) at dilution of 1:15000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 17177-1-AP (DNAJB3 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded mouse testis tissue slide using 17177-1-AP (DNAJB3 antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0).



mouse testis tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17177-1-AP (DNAJB3 antibody) at dilution of 1:15000 incubated at room temperature for 1.5 hours.