

Nur für Forschungszwecke

# Syntaxin 19 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17212-1-AP



## Allgemeine Informationen

<b>Katalog-Nr.:</b> 17212-1-AP	<b>GenBank-Zugangsnummer:</b> BC034696	<b>Reinigungsmethode:</b> Antigen-Affinitätsreinigung
<b>Größe:</b> 150ul , Konzentration: 450 µg/ml von Nanodrop;	<b>GeneID (NCBI):</b> 415117	<b>Empfohlene Verdünnungen:</b> WB 1:500-1:1000
<b>Wirt:</b> Kaninchen	<b>Vollständiger Name:</b> syntaxin 19	
<b>Isotyp:</b> IgG	<b>Berechnete Masse:</b> 294 aa, 34 kDa	
<b>Immunogen Katalognummer:</b> AG10995	<b>Beobachtete Masse:</b> 34 kDa	

## Anwendungen

<b>Geprüfte Anwendungen:</b> WB, ELISA	<b>Positivkontrollen:</b> WB : MDA-MB-453s-Zellen,
<b>Getestete Reaktivität:</b> Human	

## Hintergrundinformationen

Syntaxin 19 belongs to the syntaxin family. Syntaxin 19 is S-acylated at its C-terminus and is a substrate for several Golgi-localised S-acyltransferases, suggesting that STX19 is initially S-acylated at the Golgi before trafficking to the plasma membrane and endosomes (PMID: 30254024).

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
**Lagerungspuffer:**  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



MDA-MB-453s cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17212-1-AP (Syntaxin 19 antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours.