

Nur für Forschungszwecke

# FYN Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17237-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
17237-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 133 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG11080

GenBank-Zugangsnummer:  
BC032496

GeneID (NCBI):  
2534

Vollständiger Name:  
FYN oncogene related to SRC, FGR,  
YES

Berechnete Masse:  
537aa,61 kDa; 482aa,55 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:  
CoIP, WB

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:  
Human

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiaoyan Xu	36153598	Parasit Vectors	WB,CoIP

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil  
Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.  
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:  
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)  
E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

