

Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

17279-1-AP

Größe:

150ul , Konzentration: 167 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG11046

GenBank-Zugangsnummer:

BC032340

GeneID (NCBI):

207063

Vollständiger Name:

dehydrogenase/reductase (SDR
family) X-linked

Berechnete Masse:

330 aa, 36 kDa

Beobachtete Masse:

36 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

DHR5X(Dehydrogenase/reductase SDR family member on chromosome X) is also named as CXorf11, DHR55X and belongs to the short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family. It is involved in the metabolism of a large variety of compounds, including steroid hormones, prostaglandins, retinoids, lipids and xenobiotics.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20 °C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

