

Nur für Forschungszwecke

PLD3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17327-1-AP

Vorgestelltes Produkt

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

| | | |
|---|--|---|
| Katalog-Nr.: 17327-1-AP | GenBank-Zugangsnummer: BC036327 | Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung |
| Größe: 150ul, Konzentration: 550 µg/ml von Nanodrop; | GeneID (NCBI): 23646 | Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:3000 IF 1:50-1:500 |
| Wirt: Kaninchen | Vollständiger Name: phospholipase D family, member 3 | |
| Isotyp: IgG | Berechnete Masse: 490 aa, 55 kDa | |
| Immunogen Katalognummer: AG11306 | Beobachtete Masse: 55 kDa | |

Anwendungen

| | |
|---|--|
| Geprüfte Anwendungen: IF, WB, ELISA | Positivkontrollen: |
| In Publikationen genannte Anwendungen: FC, WB | WB : HEK-293-Zellen, HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, SH-SY5Y-Zellen |
| Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte | IF : Maushirngewebe, |
| Zitierte Arten: Human, Maus | |

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser | Pubmed ID | Journal | Anwendung |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| Amy C Flor | 29090099 | Cell Death Discov | FC |
| Teresa R Kee | 35786718 | Hum Mol Genet | WB |

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17327-1-AP (PLD3 antibody) at dilution of 1:1500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed mouse brain tissue using PLD3 antibody (17327-1-AP) at dilution of 1:200 and CoraLite® 488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).