

Nur für Forschungszwecke

TMEM120A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17455-1-AP

4 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 17455-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC029487	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop und 213 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 83862	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:1000-1:6000 IF 1:10-1:100
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: transmembrane protein 120A	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 322 aa, 36 kDa, 41 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG10849	Beobachtete Masse: 45 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: IF, WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : HeLa-Zellen, HepG2-Zellen, Maus-Cerebellum-Gewebe IF : HeLa-Zellen,
In Publikationen genannte Anwendungen: IF, WB	
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	
Zitierte Arten: Human, Ratte	

Hintergrundinformationen

TMEM120A is a transmembrane protein. The function of TMEM120A has not been widely studied, and is yet to be fully elucidated.

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Xiong Liu	36420836	J Physiol	WB
Giacomo Carta	35740318	Biomedicines	WB
Shuo Li	35013224	Nat Commun	WB,IF

Lagerung


Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunofluorescent analysis of HeLa cells using 17455-1-AP (TMEM120A antibody) at dilution of 1:25 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17455-1-AP (TMEM120A antibody) at dilution of 1:3000 incubated at room temperature for 1.5 hours.