

Nur für Forschungszwecke

TNRC6B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17497-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17497-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 287 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG11644

GenBank-Zugangsnummer:
BC028626

GeneID (NCBI):
23112

Vollständiger Name:
trinucleotide repeat containing 6B

Berechnete Masse:
1029aa, 109 kDa; 1723aa, 183 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

