

Nur für Forschungszwecke

SLC7A14 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 17498-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

17498-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 333 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG11646

GenBank-Zugangsnummer:

BC022968

GeneID (NCBI):

57709

Vollständiger Name:

solute carrier family 7 (cationic
amino acid transporter, y+ system),
member 14

Berechnete Masse:

737 aa, 80 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

