

Nur für Forschungszwecke

# ACAP3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17570-1-AP

Vorgestelltes Produkt

2 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:  
17570-1-AP

Größe:  
150ul, Konzentration: 300 µg/ml von  
Nanodrop und 213 µg/ml durch die  
Bradford-Methode mit BSA als  
Standard;

Wirt:  
Kaninchen

Isotyp:  
IgG

Immunogen Katalognummer:  
AG11777

GenBank-Zugangsnummer:  
BC047001

GeneID (NCBI):  
116983

Vollständiger Name:  
ArfGAP with coiled-coil, ankyrin  
repeat and PH domains 3

Berechnete Masse:  
834 aa, 92 kDa

Beobachtete Masse:  
92 kDa

Reinigungsmethode:  
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:  
WB 1:500-1:3000  
IF 1:50-1:500

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
IF, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:  
IF, WB

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:  
Human, Maus

Positivkontrollen:

WB: Jurkat-Zellen, SH-SY5Y-Zellen

IF: SH-SY5Y-Zellen,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Yuki Miura	28919417	Biochem Biophys Res Commun	WB
Yuki Miura	27330119	Biochem J	WB, IF

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech  
Group brand and is not available to purchase from any  
other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



Jurkat cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17570-1-AP (ACAP3 antibody) at dilution of 1:500 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of (10% Formaldehyde) fixed SH-SY5Y cells using 17570-1-AP (ACAP3 antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L).