

Nur für Forschungszwecke

TCEAL6 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17621-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 17621-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC071675	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 158931	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: transcription elongation factor A (SII)- like 6	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 200 aa, 22 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG11827		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA
Getestete Reaktivität:
Human

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

