

Nur für Forschungszwecke

UTP6 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17671-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17671-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 400 µg/ml von
Nanodrop und 253 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG11327

GenBank-Zugangsnummer:
BC035325

GeneID (NCBI):
55813

Vollständiger Name:
UTP6, small subunit (SSU)
processome component, homolog
(yeast)

Berechnete Masse:
597 aa, 70 kDa

Beobachtete Masse:
70 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB,ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
WB

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:
Human

Positivkontrollen:

WB : HeLa-Zellen, HEK-293-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Michelle L Wegscheid	34233200	Cell Rep	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HeLa cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17671-1-AP (UTP6 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.