

Nur für Forschungszwecke

CABP7 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17675-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 17675-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC051805	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul, Konzentration: 400 µg/ml von Nanodrop;	GeneID (NCBI): 164633	Empfohlene Verdünnungen: WB 1:500-1:2000
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: calcium binding protein 7	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 215 aa, 24 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG11654	Beobachtete Masse: 24 kDa	

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen: WB, ELISA	Positivkontrollen: WB : Maushirngewebe, Rattenhirngewebe
Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte	

Hintergrundinformationen

CABP7 belongs to the calmodulin superfamily of proteins and harbors 2 high-affinity EF-hand motifs and a C-terminal transmembrane domain. CABP7 controls cytokinesis by modulating phosphatidylinositol 4-phosphate (PI4P) levels in cells.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17675-1-AP (CABP7 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.