

## Allgemeine Informationen

**Katalog-Nr.:**

17713-1-AP

**Größe:**

150ul, Konzentration: 500 µg/ml von Nanodrop und 413 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;

**Wirt:**

Kaninchen

**Isotyp:**

IgG

**Immunogen Katalognummer:**

AG12039

**GenBank-Zugangsnummer:**

BC094777

**GeneID (NCBI):**

118424

**Vollständiger Name:**

ubiquitin-conjugating enzyme E2, J2 (UBC6 homolog, yeast)

**Berechnete Masse:**

259 aa, 29 kDa

**Beobachtete Masse:**

29 kDa

**Reinigungsmethode:**

Antigen-Affinitätsreinigung

**Empfohlene Verdünnungen:**

WB 1:200-1:1000

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**

WB, ELISA

**In Publikationen genannte Anwendungen:**

WB

**Getestete Reaktivität:**

Human, Maus, Ratte

**Zitierte Arten:**

Human

**Positivkontrollen:**

WB: Mausebergewebe,

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser                 | Pubmed ID | Journal  | Anwendung |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| Sandra Stefanovic-Barrett | 29519897  | EMBO Rep | WB        |
| Cong Jiang                | 36528027  | Mol Cell | WB        |

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

## Ausgewählte Validierungsdaten



mouse liver tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17713-1-AP (UBE2J2 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.