

Nur für Forschungszwecke

RAB3IL1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17827-1-AP

2 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17827-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 900 µg/ml von
Nanodrop und 333 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG12204

GenBank-Zugangsnummer:
BC022239

GeneID (NCBI):
5866

Vollständiger Name:
RAB3A interacting protein (rabin3)-
like 1

Berechnete Masse:
382 aa, 43 kDa

Beobachtete Masse:
42 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:500-1:1000

IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human

Zitierte Arten:

Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : fetales humanes Hirngewebe, humanes
Hodengewebe

IF : HeLa-Zellen,

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

| Verfasser | Pubmed ID | Journal | Anwendung |
|------------------|-----------|---------------|-----------|
| Samuel J Tong | 30843452 | Small GTPases | WB |
| Kelsey H Elliott | 36971348 | Development | IF |

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech
Group brand and is not available to purchase from any
other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Fetal human brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17827-1-AP (RAB3IL1 antibody) at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using RAB3IL1 antibody 17827-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).