

Nur für Forschungszwecke

B4GALT5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17846-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 17846-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC074873	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 9334	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 5	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 388 aa, 45 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG12267		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

