

Nur für Forschungszwecke

AP1G2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17907-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
17907-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 550 µg/ml von
Nanodrop und 240 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG12300

GenBank-Zugangsnummer:
BC051833

GeneID (NCBI):
8906

Vollständiger Name:
adaptor-related protein complex 1,
gamma 2 subunit

Berechnete Masse:
640 aa, 71 kDa

Beobachtete Masse:
87 kDa, 67 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:200-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB,ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : THP-1-Zellen, Maushirngewebe, MCF-7-Zellen

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



THP-1 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 17907-1-AP (AP1G2 antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.