

Nur für Forschungszwecke

# AMELX Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17992-1-AP



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 17992-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC074951	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul	GeneID (NCBI): 265	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: amelogenin (amelogenesis imperfecta 1, X-Linked)	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 191 aa, 22 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG12430		

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:  
ELISA

Getestete Reaktivität:  
Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Lagerung

Lagerungsbedingungen:  
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:  
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

