

Nur für Forschungszwecke

ADH1A Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:17998-1-AP

1 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

17998-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG12467

GenBank-Zugangsnummer:

BC074738

GeneID (NCBI):

124

Vollständiger Name:

alcohol dehydrogenase 1A (class I),

alpha polypeptide

Berechnete Masse:

375 aa, 40 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IHC

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte

Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Karim Sumera S	23300006	Toxicol Sci	IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

