

Nur für Forschungszwecke

APOA5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18019-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
18019-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 260 µg/ml von
Nanodrop und 247 µg/ml durch die
Bradford-Methode mit BSA als
Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG12568

GenBank-Zugangsnummer:
BC101787

GeneID (NCBI):
116519

Vollständiger Name:
apolipoprotein A-V

Berechnete Masse:
366 aa, 41 kDa

Beobachtete Masse:
42-45 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:
WB 1:300-1:1000

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
WB,ELISA

Getestete Reaktivität:
Hausschwein, Human, Maus

Positivkontrollen:

WB : HepG2-Zellen, Hausschwein-Lebergewebe

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



HepG2 cell lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18019-1-AP (APOA5 antibody) at dilution of 1:1000 incubated at room temperature for 1.5 hours.