

Nur für Forschungszwecke

CYP7A1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18054-1-AP

9 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.: 18054-1-AP	GenBank-Zugangsnummer: BC101777	Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung
Größe: 150ul , Konzentration: 207 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard;	GeneID (NCBI): 1581	
Wirt: Kaninchen	Vollständiger Name: cytochrome P450, family 7, subfamily A, polypeptide 1	
Isotyp: IgG	Berechnete Masse: 504 aa, 58 kDa	
Immunogen Katalognummer: AG12572		

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:
IHC, WB

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:
Hamster, Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Disi Bai	29722875	Toxicol Sci	WB
Shinkichi Kosaka	35367370	J Steroid Biochem Mol Biol	IHC
Yao Jiang	29922118	Food Nutr Res	WB

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

