

Nur für Forschungszwecke

KCNA1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18067-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
18067-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG12699

GenBank-Zugangsnummer:
BC101733

GeneID (NCBI):
3736

Vollständiger Name:
potassium voltage-gated channel,
shaker-related subfamily, member 1
(episodic ataxia with myokymia)

Berechnete Masse:
495 aa, 56 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
IF,ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

