

Nur für Forschungszwecke

RAB11FIP2 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18136-1-AP

Vorgestelltes Produkt

3 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18136-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 787 µg/ml von
Nanodrop;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG12736

GenBank-Zugangsnummer:

BC075073

GeneID (NCBI):

22841

Vollständiger Name:

RAB11 family interacting protein 2
(class I)

Berechnete Masse:

512 aa, 58 kDa

Beobachtete Masse:

58 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:2000-1:12000

IF 1:10-1:100

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

Positivkontrollen:

WB : Maushirngewebe, HEK-293-Zellen,
Mauslebergewebe, Rattenhirngewebe

IF : HeLa-Zellen, HepG2-Zellen

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Jenny C Schafer	26790954	Exp Cell Res	IF
Jenny C Schafer	24372966	Traffic	WB
Katja Möllegen	28787457	PLoS Pathog	WB,IF

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18136-1-AP (RAB11FIP2 antibody) at dilution of 1:6000 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunofluorescent analysis of HeLa cells, using RAB11FIP2 antibody 18136-1-AP at 1:25 dilution and Rhodamine-labeled goat anti-rabbit IgG (red).