

Nur für Forschungszwecke

TNFSF9 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18140-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18140-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG12768

GenBank-Zugangsnummer:

BC104805

GeneID (NCBI):

8744

Vollständiger Name:

tumor necrosis factor (ligand)

superfamily, member 9

Berechnete Masse:

254 aa, 27 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

TNFSF9, also named as 4-1BBL, belongs to the tumor necrosis factor family. It is a cytokine that binds to TNFRSF9. TNFSF9 induces the proliferation of activated peripheral blood T-cells. It may have a role in activation-induced cell death (AICD) and may play a role in cognate interactions between T-cells and B-cells/macrophages.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

