

Nur für Forschungszwecke

FGF5 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18171-1-AP

Vorgestelltes Produkt

12 Publikationen



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18171-1-AP

Größe:

150ul, Konzentration: 700 µg/ml von 2250

Nanodrop;

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG12824

GenBank-Zugangsnummer:

BC074858

GeneID (NCBI):

2250

Vollständiger Name:

fibroblast growth factor 5

Berechnete Masse:

268 aa, 30 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

IHC 1:50-1:500

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IHC, ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

IF, IHC

Getestete Reaktivität:

Human, Maus

Zitierte Arten:

Human, Kaninchen, Maus, Ziege

Hinweis-IHC: Antigendemaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigendemaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Positivkontrollen:

IHC: humanes Magengewebe, humanes malignes Melanomgewebe, humanes Plazenta-Gewebe

Hintergrundinformationen

Bemerkenswerte Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Shengyu Cui	36368152	Biochem Biophys Res Commun	IHC
T Wang	26535691	Genet Mol Res	IHC
Yuhua Li	36244113	Biochem Biophys Res Commun	IF,IHC

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

Ausgewählte Validierungsdaten



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach tissue slide using 18171-1-AP (FGF5 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human stomach tissue slide using 18171-1-AP (FGF5 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).