

Nur für Forschungszwecke

Mef2c-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18292-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
18292-1-AP

Größe:
150ul, Konzentration: 133 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
BC037731

GeneID (NCBI):
17260

Vollständiger Name:
myocyte enhancer factor 2C

Berechnete Masse:
51 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

The immunogen used is peptide from the specific sequence of MEF2C transcript variant 5 match to transcript variant 1. The antibody can recognize the transcript variant 4 and transcript variant 5 of MEF2C.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:
T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)
E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

