

Nur für Forschungszwecke

# SMAD6 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18342-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18342-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG13128

GenBank-Zugangsnummer:

BC012986

GeneID (NCBI):

4091

Vollständiger Name:

SMAD family member 6

Berechnete Masse:

53 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Zitierte Arten:

Human

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte

### Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Wei Lu	33174391	J Cell Mol Med	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com  
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

