

Nur für Forschungszwecke

# NME4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18348-1-AP

1 Publikationen



## Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18348-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG13162

GenBank-Zugangsnummer:

BC004880

GeneID (NCBI):

4833

Vollständiger Name:

non-metastatic cells 4, protein expressed in

Berechnete Masse:

21 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

In Publikationen genannte Anwendungen:

WB

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

### Bemerkenswerte

### Veröffentlichungen

Verfasser	Pubmed ID	Journal	Anwendung
Lu Huang	25463732	Environ Pollut	WB

## Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

