

Nur für Forschungszwecke

GATA3 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18393-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
18393-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

Immunogen Katalognummer:
AG13089

GenBank-Zugangsnummer:
BC006793

GeneID (NCBI):
2625

Vollständiger Name:
GATA binding protein 3

Berechnete Masse:
443 aa, 48 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

GATA3 is a transcriptional factor that binds to the enhancer elements of all 4 T-cell antigen receptor genes. GATA3 is highly expressed in naive, freshly activated cells and Th2 lineage cells and thought to be necessary and sufficient for Th2 cytokine gene expression. GATA3 and TBET interfere with each other to regulate gene expression. This is a rabbit polyclonal antibody raised against part of C-terminus of human GATA3.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

