

Nur für Forschungszwecke

Nicalin Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18444-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18444-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

Immunogen Katalognummer:

AG13318

GenBank-Zugangsnummer:

BC010064

GeneID (NCBI):

56926

Vollständiger Name:

nicalin homolog (zebrafish)

Berechnete Masse:

63 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Empfohlene Verdünnungen:

WB 1:200-1:1000

IF 1:20-1:200

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

IF, WB, ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Positivkontrollen:

WB: SKOV-3-Zellen,

IF: SKOV-3-Zellen,

Hintergrundinformationen

Nicalin, also named as NCLN, is distantly related to Nicastrin, a component of the Alzheimer's disease-associated γ -secretase, and forms a complex with Nomo. It also forms a complex with NOMO2 and TMEM147.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com

W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

