

Nur für Forschungszwecke

MEF2D Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: 18711-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18711-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

BC040949

GeneID (NCBI):

4209

Vollständiger Name:

myocyte enhancer factor 2D

Berechnete Masse:

56 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

MEF2D is a member of the MEF2 family of transcription factors. Binds specifically to the MEF2 element is found in numerous muscle-specific, growth factor- and stress-induced genes. MEF2D may play a critical role in the regulation of neuronal apoptosis. MEF2D is the only member of the MEF2 family which is present in undifferentiated myoblast suggesting that it may play a role in the very early stages of myogenic development.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

