

Nur für Forschungszwecke

ANTXR1 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18717-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
18717-1-AP

Größe:
150ul

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_032208

GeneID (NCBI):
84168

Vollständiger Name:
anthrax toxin receptor 1

Berechnete Masse:
63 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

ANTXR1, also named as ATR and TEM8, is type I transmembrane protein and is a tumor-specific endothelial marker that has been implicated in colorectal cancer. It has been shown to be a docking protein or receptor for Bacillus anthracis toxin, the causative agent of the disease, anthrax. It is highly expressed in tumor endothelial cells. The antibody only recognizes the isoform 1 of ANTXR1.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

*** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

