

Nur für Forschungszwecke

CDC25B Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18718-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:
18718-1-AP

Größe:
150ul , Konzentration: 107 µg/ml
durch die Bradford-Methode mit BSA
als Standard;

Wirt:
Kaninchen

Isotyp:
IgG

GenBank-Zugangsnummer:
NM_004358

GeneID (NCBI):
994

Vollständiger Name:
cell division cycle 25 homolog B (S.
pombe)

Berechnete Masse:
67 kDa

Reinigungsmethode:
Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:
ELISA

Getestete Reaktivität:
Human, Maus, Ratte

Hintergrundinformationen

CDC25B, also named as CDC25HU2, belongs to the MPI phosphatase family. It is a tyrosine protein phosphatase which functions as a dosage-dependent inducer of mitotic progression. CDC25B directly dephosphorylates CDK1 and stimulates its kinase activity. The three isoforms seem to have a different level of activity. The antibody recognize the Ser(323) phospho.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

