

Nur für Forschungszwecke

# RAB9B-Specific Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18720-1-AP



## Allgemeine Informationen

**Katalog-Nr.:**  
18720-1-AP

**Größe:**  
150ul, Konzentration: 133 µg/ml  
durch die Bradford-Methode mit BSA  
als Standard;

**Wirt:**  
Kaninchen

**Isotyp:**  
IgG

**GenBank-Zugangsnummer:**  
BC093756

**GeneID (NCBI):**  
51209

**Vollständiger Name:**  
RAB9B, member RAS oncogene family

**Berechnete Masse:**  
23 kDa

**Reinigungsmethode:**  
Antigen-Affinitätsreinigung

## Anwendungen

**Geprüfte Anwendungen:**  
ELISA

**Getestete Reaktivität:**  
Human, Maus, Ratte

## Hintergrundinformationen

RAB9B, also named as RAB9L, is involved in the transport of proteins between the endosomes and the trans Golgi network. RAB9B belongs to the Ras-related superfamily of guanine nucleotide binding proteins, which includes the Ral/Rec, Rap, R-Ras, and Rho/Rab subfamilies. The antibody is specific to RAB9B.

## Lagerung

**Lagerungsbedingungen:**

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

**Lagerungspuffer:**

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

\*\*\* 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free  
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: [proteintech@ptglab.com](mailto:proteintech@ptglab.com)  
W: [ptglab.com](http://ptglab.com)

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

