

Nur für Forschungszwecke

MAPK4 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18738-1-AP



Allgemeine Informationen

| | | |
|---|--|--|
| Katalog-Nr.: 18738-1-AP | GenBank-Zugangsnummer: BC117216 | Reinigungsmethode: Antigen-Affinitätsreinigung |
| Größe: 150ul, Konzentration: 350 µg/ml von Nanodrop und 220 µg/ml durch die Bradford-Methode mit BSA als Standard; | GeneID (NCBI): 5596 | Empfohlene Verdünnungen: WB 1:200-1:1000 IHC 1:50-1:500 |
| Wirt: Kaninchen | Vollständiger Name: mitogen-activated protein kinase 4 | |
| Isotyp: IgG | Berechnete Masse: 66 kDa | |
| | Beobachtete Masse: 68 kDa | |

Anwendungen

| | |
|---|--|
| Geprüfte Anwendungen: IHC, WB, ELISA | Positivkontrollen: WB : Maushirngewebe, Rattenhirngewebe |
| Getestete Reaktivität: Human, Maus, Ratte | IHC : humanes Herzgewebe, |

Hinweis-IHC: Antigenmaskierung mit TE-Puffer pH 9,0 empfohlen. (*) Wahlweise kann die Antigenmaskierung auch mit Citratpuffer pH 6,0 erfolgen.

Hintergrundinformationen

Lagerung

Lagerungsbedingungen:
Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil
Lagerungspuffer:
PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.
Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**


For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)


E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.


Ausgewählte Validierungsdaten



mouse brain tissue were subjected to SDS PAGE followed by western blot with 18738-1-AP (MAPK4 Antibody) at dilution of 1:300 incubated at room temperature for 1.5 hours.



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 18738-1-AP (MAPK4 Antibody) at dilution of 1:200 (under 40x lens).



Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human heart tissue slide using 18738-1-AP (MAPK4 Antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens).