

Nur für Forschungszwecke

ABCA8 Polyklonaler Antikörper

Katalog-Nr.:18741-1-AP



Allgemeine Informationen

Katalog-Nr.:

18741-1-AP

Größe:

150ul

Wirt:

Kaninchen

Isotyp:

IgG

GenBank-Zugangsnummer:

bc130280

GeneID (NCBI):

10351

Vollständiger Name:

ATP-binding cassette, sub-family A
(ABC1), member 8

Berechnete Masse:

1581 aa, 179 kDa

Reinigungsmethode:

Antigen-Affinitätsreinigung

Anwendungen

Geprüfte Anwendungen:

ELISA

Getestete Reaktivität:

Human

Hintergrundinformationen

ABCA8 belongs to the ATP binding cassette (ABC) transporter family and it is a member of the ABC1 subfamily. ABC proteins transport various molecules across extra and intracellular membranes. The function of ABCA8 has not yet been determined.

Lagerung

Lagerungsbedingungen:

Bei -20°C lagern. Nach dem Versand ein Jahr lang stabil

Lagerungspuffer:

PBS mit 0.02% Natriumazid und 50% Glycerin pH 7.3.

Aliquotieren ist nicht notwendig bei -20°C Lagerung

***** 20ul-Größen enthalten 0.1% BSA**

For technical support and original validation data for this product please contact:

T: 1 (888) 4PTGLAB (1-888-478-4522) (toll free
in USA), or 1(312) 455-8498 (outside USA)

E: proteintech@ptglab.com
W: ptglab.com

This product is exclusively available under Proteintech Group brand and is not available to purchase from any other manufacturer.

